

andere geadviseerd door uw aanpasser. Voelt steeds strikt het advies van uw aanpasser. Deze lenzen worden niet steriel gelevert in een bewaringsvloeistof met PHMB. Spool deze af voor gebruik. Indien de lens niet binnen de 30 dagen na fabricage gebruikt wordt dan moet de lensvloeistof vervangen worden. Hardle lenzen (PMMA) kunnen ook in droge toestand gelevert worden. Reinig deze met een geschikte contactlensvloeistof voor gebruik. **Doel van het dragen van de lenzen** Deze lenzen zijn bedoeld voor de correctie van ametropie (myopie, hypermetropie, astigmatisme & presbyopie) zoals bepaald door de aanpasser. **Handeling** Was / reinig steeds uw handen alvorens contactlenzen te manipuleren. De contactlenzen zijn alleen voor eigen gebruik. Vermijd contact met make-up, lotions, zeep... met ogen en lenzen. Voelt zorgvuldig de instructies en het advies van uw aanpasser voor wat betreft het behandelen, reinigen en bewaren. Om vervisselen van de lenzen te voorkomen, beginn steeds met dezelfde lens en doe dit steeds op per oog. **Lenzen inzetten** Neem 1 lens uit het ufol of blister en plaats deze op uw wissinger. Houd met uw middelvinger het onderste ooglid omlaag en met de wijsvinger van uw andere hand het bovenste ooglid omhoog. Plaats de lens op de cornea (fig. 1). Herhaal met de lens voor het andere oog. **Lenzen uithalen** Trek het onderste en bovenste ooglid uiteen met de middelvinger van elke hand. Maak gebruik van een zuignapen voor vormstabiele lenzen om de lens uit te nemen (fig. 2), reinig en bewaar ze steeds met verse contactlensvloeistof en plaats ze in de lenshouder of voel de aanwijzingen van uw aanpasser. **Herhaal deze procedure voor de andere lens. Onderhoud(vloeistof)** Gebruik enkel lensvloeistof geschikt voor vormstabiele lenzen, voel hierbij steeds de raad van uw aanpasser. Voelt de richtlijnen vermeld op de verpakking van de vloeistof. Vervang uw etui zoals aangeraden door uw aanpasser (het etui kan ook een bron van infectie zijn). Als de lenzen enkele dagen niet gedragen zijn, spoel ze opnieuw af met verse lensvloeistof, en reinig/desinfecteer deze opnieuw volgens de richtlijnen van uw lensvloeistof. Verander niet van verminderingssysteem zonder uw aanpasser te raadplegen. Vervang de lenzen minstens twee keer al zo vaak aangegeven door uw aanpasser. **Voorzorgsmaatregelen** Voel de naalotrisco's strikt op zoals opgegeven door uw aanpasser. Beschadigde, besmette, vervuilde (de maquillage) of gekraakte lenzen moeten vervangen. Vermijd lensen vingeragels, die kunnen de lens en/of het oog beschadigen en kunnen een bron van infectie zijn. U mag de lenzen alleen voor waterstof gebruiken als u een waterdichte zwembad draagt. Verander niet van lensstijl of lensparameters zonder advies van uw aanpasser. Verwijder de lenzen de avond van de geplande reiniging, reinig de lenzen met de draag deze na opnieuw. Verwijder uw lens om elke nadelige reden (allergische irritatie, veranderingen in het zicht, overvloedige tranen...) op te treden en consulteer uw aanpasser. Hou uw lenzen uit het bereik van kinderen. **Contra-indicaties** Niet in voldoende gevallen! Acute ontstekingen van het voorste oogsegment. Iedere vorm van cornea, conjunctiva of ooglid infecties (bacteriële, schimmel, viraal). Overvloedige tranenscheiding (droge ogen). Hypo-esthesie (verminderde cornea gevoeligheid). Allergische reactie op of naar aanleiding van het dragen van contactlenzen of het gebruik van contactlensvloeistoffen. Systemische ziektes die een invloed hebben op het oog of die kunnen verergeren door het dragen van contactlenzen. Niet volledig genezen cornea na kwetsuur of chirurgie. **Waarschuwingen** Het slapen met lenzen verhoogt het risico op infecties en ontstekingen. Draag uw lenzen **NIE** terwijl u slaapt. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door uw aanpasser en volgens zijn richtlijnen. Draag uw lenzen **NIE** langer dan de door uw aanpasser aanbevolen uren. Gebruik **GEEN** huishoudproducten (bvb ontsmettingsmiddelen) om uw lenzen te reinigen. Draag uw lenzen **NOOIT** samen met het gebruik van oogdruppels of kraan- en/of omgecoördineerde tijds te geadviseerd. Draag uw lenzen **NOOIT** in aanwezigheid van schadelijke of irriterende stoffen / dampen (hou ook de ogen gesloten bij gebruik van sprays cr. haarlak...). Indien u in contact kwam met schadelijke of irriterende stoffen, verwijder uw lenzen meteen. Gebruik **GEEN** speeksel, kraan- en/of flietwater (of enig ander niet-steriel water) het onderhouden van uw lenzen en/of een etui. Het gebruik van direct contact van uw lenzen met niet-steriel water (bvb douche) verhoogt het risico op microbische infecties. **NIE** gebruiken indien de verpakking beschadigd is of de verpakking voorbij is. De voorgeschreven lenzen zijn steeds voor persoonlijk gebruik, deel ze **NIE** met anderen. **Transport en bewaarding/opslag** Er zijn geen specifieke transport en bewaaringsovereenkomsten, maar bewaar bij voorkeur uit het zonlicht en op kamertemperatuur. **NEEM BIJ TWIFFEL UW LENZEN UIT HET OOG**

[illegible]

Anweisungen für den Träger Diese Anweisungen gelten für alle formstabilen Linsen von BOS werden von einem qualifizierten Kontaktlinsen-Anpasser verschrieben. Die Linsen dürfen nur tagsüber getragen werden, sofern ihr Kontaktlinsenpezialist nichts anderes empfiehlt. Immer genau die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenpezialisten. Befolgen Sie immer genau die Anweisungen Ihres Anpassers. Diese Linsen werden nicht sterili in einer Aufbewahrungslösung mit PHMB geliefert. Falls sie nicht innerhalb 30 Tage nach der Fabrikation benutzt wird, dann muss die Flüssigkeit ausgetauscht werden. Diese harte Linse (PMMA) kann auch in trockenen Zustand geliefert werden und muss vor Gebrauch mit einer geeigneten Flüssigkeit wieder gereinigt werden. **Zweck des Tragens der Linse** Alle formstabilen Linsen sind zur Korrektur von Ametropie (Myopie, Hypermetropie, Astigmatismus & Presbyopie) sowie vom Kontaktlinsenpezialist bestimmt. **Handling** Immer Hände waschen / reinigen vor dem Umgang mit Kontaktlinsen. Kontaktlinsen dürfen nicht von mehreren Personen gemeinsam benutzt werden. Vermeiden Sie den Kontakt von Make-up, Lotion, Seife, ... mit den Augen und Linsen. Befolgen Sie genau die Anweisungen Ihres Anpassers (manipulieren, reinigen, aufbewahren). Entfernen sie sofort Ihre Linse falls eine negative Reaktion auftritt und verständigen Sie sofort Ihren Anpasser*. Um den Wechsel der Kontaktlinsen zu vermeiden, immer mit der gleichen Linse beginnen und dies immer Auge für Auge tun. **Aufsetzen / Entfernen** Nehmen Sie eine Linse aus dem Behälter oder der Blisterpackung und setzen Sie sie auf Ihren Zeigefinger. Ziehen Sie sie mit dem Zeige- und Mittelfinger der anderen Hand das Oberrand nach oben und das Unterrand nach unten. Setzen Sie die Kontaktlinse auf das Auge (Fig. 1) Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Auge. **Absetzen der Kontaktlinsen** Schauen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterrand nach unten. Verwenden Sie einen Saugnapf für formstabilen Linsen, um die Linse zu entfernen (Fig. 2). Reinigen und lagern Sie sie immer mit frischer Kontaktlinsenlösung und legen Sie die Linse in den Linsenhalter. Verwenden Sie die Anweisung des Anpassers. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Linse. Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Auge. **Wartung / Kontaktlinsenreinigung** Nicht alle Linsungen sind mit jedem Kontaktlinse-Typ kompatibel oder jeder Träger. Verwenden Sie immer geeignete Reinigungsmittel für Ihre Linse. Sie können die Linse mit dem Kontaktlinsenreinigungsmittel (Kontaktlinsenreinigungsmittel) oder mit dem Kontaktlinsenreinigungsmittel (Kontaktlinsenreinigungsmittel) reinigen. Wenn die Linse einige Tage lang nicht getragen werden, spielen Sie mit frischer Linsenlösung aus und reinigen / desinfizieren Sie sie erneut gemäß den Richtlinien für die Linsenlösung. Achten Sie das Wartungssystem nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Anpasser. Tauschen Sie die Linsen mindestens alle 2 Jahre aus oder gemäß den Angaben Ihres Anpassers. **Maßnahmen** Nachkontrolle wie von ihren Anpasser vorgeschrieben ist aufzuzeit wichtig. Ersetzen Sie Ihre Linse immer gemäß dem vorgesehenen Zeitpunkt für den Austausch oder gemäß den Angaben Ihres Anpassers. Beschädigte, kontaminierte, verunreinigte (z.B. Make-up) oder zerkratzte Kontaktlinsen sind nicht zu tragen. Vermeiden Sie Augenreizungen. Vermeiden Sie lange Fingernägel, diese können die Linse und / oder das Auge schädigen und können eine Infektionsquelle darstellen. Sie dürfen die Linsen nur für Wassersportarten verwenden, wenn Sie eine wasserdichte Schwimmbillie tragen und die Linsen nach dem Schwimmen austauschen. **Infektionen** Achten Sie den Linsentyp und die Linsenparameter nicht ohne den Rat Ihres Anpassers. Nehmen Sie die Linsen am Abend der geplanten Reinigung heraus, reinigen, desinfizieren und tragen Sie sie am nächsten Morgen wieder. Bei auftretenden Nebenwirkungen (Rötung, Irritation, Sehstörungen) sollten Sie sofort die Linse und wenden Sie sich an Ihren Anpasser. Halten Sie die Linsen von Kindern fern. **Gegenanzeigen** Akute oder subakute Entzündungen oder Infektionen des vorderen Augenabschnitts. Jede Art von Hornhaut-, Bindehaut- oder Hornhautinfektion (bakteriell, pilzartig, viral). Mangelnder Tränenfluss (trockene Augen). Hornhaut-Hypoästhesie (verminderte Hornhautsensibilität). Systemische Erkrankungen, die sich auf das Auge auswirken oder durch das Tragen von Kontaktlinsen verursacht werden können. Allergische Reaktionen, die durch das Kontaktlinsentragen auftreten oder sich verschlimmern können. Nicht vollständig verheilte Hornhaut nach Verletzung oder Augenoperationen. **Warnhinweise** Das Schlafen mit Linsen erhöht das Risiko von Infektionen und Entzündungen. Tragen Sie Ihre Linsen **NICHT**, während Sie schlafen, es sei denn, dies wird ausdrücklich von Ihrem Anpasser gemäß seinen Richtlinien gestattet. Überschreiten Sie keinesfalls die empfohlene Tragezeit **NICHT**. Verwenden Sie Kontaktlinsen **KEINE** Hausputzprodukte (z.B. Desinfektionsmittel). Tragen Sie Ihre Linsen **NICHT** wenn Augentropfen oder reine andere Medizin für die Augen anwenden (es sei denn anders angegeben). Tragen Sie keine Linse in eine Umgebung mit Staub oder irritierendem Gas. Gehen Sie vorsichtig mit schädlichen Substanzen in Berührung. Entfernen Sie Ihre Linse sofort, wenn Sie in eine solche Umgebung gelangen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Desinfektionswasser und / oder Mineralwasser (oder anderes nicht steriles Wasser) für die Wartung Ihrer Linsen und / oder Behälter. Die Verwendung oder der direkte Kontakt Ihrer Linsen mit nicht sterilem Wasser (z.B. Duschsen) erhöht das Risiko von Infektionen. **NICHT** verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder nach dem Verfalldatum. Die vorgeschriebenen Linsen sind immer für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Teilen Sie sie **NICHT** mit anderen. **Transport und Lagerung** Es gibt keine speziellen Transport- und Lagerungsvorschriften, aber halten Sie die Linsen vorzusammen fern von Sonnenlicht und bei Raumtemperatur. **ENTFERNEN SIE IMMER DIE LENSEN IM ZWEIFELSFALL**.

Overhandig de bijgeleverde verklaring samen met deze bijsluiter aan de drager samen met uw naam en adres voor het veilig dragen van de lenzen. Remettez la déclaration ci-jointe accompagnée de cette notice au porteur avec votre nom et adresse sur le port de lentille en sécurité.

Überreichen sie bitte dem Träger beifolgende Erklärung zusammen mit diese Auskunft. Geben sie auch ihren Name und Adresse für das sichere Trauen von Linsen.



Definitie symbolen / Définition Symboles / Definition Symbolen	
MD	Medische Hulpmiddel / Dispositif médical / Medizinisches Gerät
CUSTOM-MADE	'Naar Maat' / 'Sur Mesure' / sonderanfertigung