

Productnaam: Zie label op verpakking

Materiaal: Zie label op verpakking

Bewaarsvloeistof: PolyhexaMethyl Biguanide (0,00005%); Disodium EDTA (0,1%); Amfo-kationische oppervlakte-actieve stoffen (0,402%); tot 100% aangevuld met excipiënten en gezuiverd water.

Doel van het dragen van de lenzen: Deze lenzen zijn bedoeld voor de correctie van ametropie (myopie, hypermetropie, astigmatisme & presbyopie) bij ieder persoon zoals bepaald door de aanpasser.

Deze aanwijzingen zijn van toepassing op alle door BOS 'naar maat' vervaardigde vormstabiele contactlenzen en zijn steeds op voorschrift van een gekwalificeerd contactlens aanpasser. Deze lenzen zijn enkel bedoeld voor het dragen outdoors, tenzij anders geadviseerd door uw aanpasser. Volg steeds strikt het advies van uw aanpasser. Deze lenzen worden niet steriel geleverd in een bewaringsvloeistof. Spoel deze af voor gebruik. Indien de lens niet binnen de 30 dagen na fabricage gebruikt wordt kan moet de lensvloeistof vervangen worden. Vormstabiele lenzen kunnen ook in droge toestand geleverd worden. Reinig deze altijd met een geschikte contactlensvloeistof voor gebruik.

Handling Was / reinig steeds uw handen alvorens contactlenzen te manipuleren. De contactlenzen zijn alleen voor eigen gebruik. Vermijd contact van make-up, lotions, zeep, ontsmettende handgels... met ogen en lenzen. Volg zorgvuldig de instructies en het advies van uw aanpasser voor wat betreft het behandelen, reinigen en bewaren. Om verwisselen van de lenzen te voorkomen, begin steeds met dezelfde lens en doe dit steeds oog per oog.

Lenzen inzetten Neem 1 lens uit het etui en plaats deze op uw wijsvinger. Houd met uw middelvinger het onderste ooglid omlaag en met de wijsvinger van uw andere hand het bovenste ooglid omhoog. Plaats de lens op de cornea (fig. 1). Herhaal met de lens voor het andere oog.

Lenzen uitlemen Trek het onderste en bovenste ooglid uiteen met de middelvinger van elke hand. Maak gebruik van een zuignapen voor vormstabiele lenzen om de lens uit te nemen (fig. 2), of neem de lens uit door de ooghoek naar buiten te spannen zodat de oogleden de lens uit het oog duwen (fig. 3). Reinig en bewaar ze steeds met verse contactlensvloeistof en plaats ze in de lenshouder of volg de aanwijzingen van uw aanpasser. Herhaal deze procedure voor de andere lens.

Onderhoud / Onderhoudsvloeistof Gebruik enkel lensvloeistoffen geschikt voor vormstabiele lenzen, volg hierbij steeds de raad van uw aanpasser. Volg steeds de richtlijnen vermeld op de verpakking van de vloeistof. Vervang uw etui zoals aangeraden door uw aanpasser (het etui kan ook een bron van infectie zijn). Als de lenzen enkele dagen niet gedragen zijn, spoel ze opnieuw af met verse lensvloeistof, reinig/desinfecteer deze opnieuw volgens de richtlijnen van uw lensvloeistof. Verander niet van onderhoudssysteem zonder uw aanpasser te raadplegen. Vervang de lenzen minstens iedere 2 jaar of zoals aangegeven door uw aanpasser.

Voorzorgsmaatregelen Volg de nanocontrolles strikt op zoals opgegeven door uw aanpasser. Beschadigde, besmette, vervuilde (o.a. maquillage) of gekraakte lenzen meten vervangen. Vermijd lange vingernagels, deze kunnen de lens en/of het oog beschadigen en kunnen een bron van infectie zijn. U mag de lenzen alleen voor watersport gebruiken als u een waterdichte zwembril draagt. Neem uw lens onmiddellijk uit indien er enige nadelige reactie (roodheid, irritatie, veranderingen in het zicht, overvloedige tranen...) optreedt en consulteer uw aanpasser. Hou uw lenzen buiten het bereik van kinderen.

Contra-indicaties (draag uw lenzen niet in volgende gevallen): Acute ontstekingen van het voorste oogsegment. Iedere vorm van cornea, conjunctiva of ooglid infecties (bacterieel, schimmel, virus). Onvoldoende traanafscheiding (droge ogen). Hypoesthesie (verminderde cornea gevoeligheid). Allergische reactie op of naar aanleiding van het dragen van contactlenzen of het gebruik van contactlensvloeistoffen. Systemische ziektes die een invloed hebben op het oog of die kunnen verergeren door het dragen van contactlenzen. Niet volledig genezen cornea na kwetsuur of chirurgie.

Waarschuwingen Het slapen met lenzen verhoogt het risico op infecties en ontstekingen. Draag uw lenzen **NIE**t terwijl u slaapt, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door uw aanpasser en volgens zijn richtlijnen. Draag uw lenzen **NIE**t langer dan de door uw aanpasser aangebevolen periode. Gebruik **GEEN** huishoudproducten (bv. ontsmettingsmiddelen) om uw lenzen te reinigen. Draag uw lenzen **NOOIT** samen met het gebruik van oogdruppels of enige andere oogmedicatie tenzij zo geadviseerd. Draag uw lenzen **NOOIT** in aanwezigheid van schadelijke of irriterende stoffen / dampen (hou ook de ogen gesloten bij gebruik van sprays bv. haarlak...). Indien u in contact kwam met schadelijke of irriterende stoffen, verwijder uw lenzen meteen en consulteer uw contactlensspecialist. Gebruik **GEEN** speeksel, kraan- en/of fleswater (of enig ander niet-steriel water) voor het onderhoud van uw lenzen en/of etui. Het gebruik of direct contact van uw lenzen met niet-steriel water (bv. douchen) verhoogt het risico op microbiele infecties. **NIE**t gebruiken indien de verpakking beschadigd. De voorgeschreven lenzen zijn steeds voor persoonlijk gebruik, deel ze **NIE**t met anderen. **NIE**t gebruiken indien de lens beschadigd is. **NIE**t gebruiken als u deze instructies niet kan of wil opvolgen.

Elk ernstig gezondheidsincident gerelateerd aan de contactlens dient onmiddellijk gemeld te worden aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de Europese lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Transport & bewaring/opslag Gebruik steeds een aangepast etui. Wanneer u de lenzen langdurig niet gebruikt, reinig de lenzen grondig en bewaar ze droog in een propere en absoluut droog lensetui. Reinig de lenzen opnieuw zoals aangegeven door de bijsluiter van uw onderhoudsproduct. Laat de lenzen een nacht in bewaarvloeistof staan voor een beter comfort.

De contactlenzen mogen via het huishoudelijk afval verwijderd worden tenzij anders vereist door lokale wetgeving.

BIJ TWIJFEL, VERWIJDER UW LENZEN

De lenzen worden verstuurd in een verpakking die niet bedoeld is voor het dagelijks bewaren. De vervaldatum aangegeven op de verpakking geldt voor de bewaarvloeistof. De lenzen kunnen na deze datum gebruikt worden maar moeten gedesinfecteerd worden voor gebruik overeenkomstig de voorschriften van uw onderhoudsvloeistof.

Nom Produits: Voir l'étiquette sur l'emballage

Matériau: Voir l'étiquette sur l'emballage

Solution de conservation: PolyhexaMéthylène Biguanide (0,00005%); Edéta bisodique (0,1%); Tensioactifs ampho-cationiques (0,402%); complétés à 100% par des excipients et de l'eau purifiée.

But du port des lentilles: Ces lentilles sont destinées à la correction de l'amétropie (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie) de toutes personnes comme déterminée par l'adaptateur.

Ces instructions s'appliquent aux lentilles rigides 'sur mesure' de BOS et sont toujours sur prescription d'un adaptateur de lentilles de contact. Les lentilles sont uniquement destinées à être portées pendant la journée, sauf avis contraire de votre adaptateur. Suivez toujours scrupuleusement les conseils de votre spécialiste en lentilles de contact. Les lentilles sont livrées non-sterile dans une solution conservant. Rincez-la avant l'usage. Si la lentille n'est pas utilisée dans les 30 jours après la fabrication, la solution doit être remplacée. Les lentilles rigides peuvent être livrées secs. Nettoyez-les toujours avec une solution appropriée avant utilisation.

Manipulation Lavez / Nettoyez toujours les mains avant de manipuler les lentilles de contact. Vos lentilles sont à usage personnel. Évitez le contact de make-up, lotion, savon, gels désinfectants... avec les yeux et lentilles. Suivez soigneusement les instructions et l'avis de votre adaptateur, en ce qui concerne la manipulation, le nettoyage et la conservation de vos lentilles. Pour éviter d'échanger les lentilles, commencer toujours avec la même lentille et poser œil par œil.

Pose de la lentille Enlevez 1 lentille du blister ou de l'étui. Avec le majeur de la main, tirez votre paupière inférieure vers le bas. Avec le majeur de l'autre main, tirez la paupière supérieure vers le haut. Placez la lentille sur l'œil (Fig. 1) Procédez de la même façon pour l'autre œil.

Retrait de la lentille Ecartez les paupières à l'aide du doigt majeur de chaque main. Utilisez une ventouse pour lentilles rigides pour retirer la lentille (fig. 2), ou retirez la lentille en écartant le coin de l'œil vers l'extérieur de sorte que les paupières poussent la lentille hors de l'œil (fig.3). Nettoyez-les toujours et rangez-les dans une solution fraîche pour lentilles de contact et placez-les dans l'étui ou suivez les instructions de votre adaptateur. Répétez cette procédure pour l'autre lentille.

Entretien / Solutions d'entretien Utilisez toujours des solutions d'entretien pour lentilles rigides et suivez toujours les conseils de votre adaptateur. Suivez toujours les indications sur l'emballage de votre solution d'entretien. Remplacez votre étui comme recommander par votre adaptateur (l'étui peut être une source d'infection). Si les lentilles ne sont pas portées pendant quelques jours, rincez-les à nouveau avec une nouvelle solution pour lentilles et nettoyez / désinfectez à nouveau conformément aux directives de votre solution d'entretien. Ne changez pas de système d'entretien sans consulter votre adaptateur. Remplacez les lentilles au moins tous les 2 ans ou selon les recommandations de votre adaptateur.

Précautions d'emploi Conformez-vous strictement aux contrôles réguliers comme indiqués par votre adaptateur. Remplacez immédiatement les lentilles endommagées, contaminées, sales (ex. maquillage) ou rayées. Évitez les ongles longs, ceux-ci peuvent endommager la lentille et / ou l'œil et peuvent être une source d'infection. Pour la pratique des sports aquatiques, utilisez vos lentilles uniquement si vous portez des lunettes de natation étanches. Enlevez immédiatement la lentille si n'importe quelle réaction nuisible (rougeur, irritation, changements de vision...) se présente et consultez votre adaptateur. Conservez les lentilles hors portée des enfants.

Contra-indications (ne portez pas vos lentilles dans les cas suivants) Inflammation ou infection aiguë ou subaiguë de la chambre antérieure de l'œil | Maladie, blessure, anomalie ou infection (bactérien, mycose, viral) qui touche la cornée, la conjonctive ou les paupières. Sécrétion lacrymale insuffisante grave (yeux secs). Hypoesthésie cornéenne (sensibilité cornéenne réduite). Réaction allergique sur ou à cause du port de lentilles ou l'utilisation des produits d'entretien. Maladies systémiques qui ont un effet sur l'œil ou qui peuvent être aggravées par le port de lentilles de contact. Cicatrisation cornéenne incomplète après blessure ou chirurgie oculaire.

Avertissements Dormir avec des lentilles augmente le risque d'infections et d'inflammations. **NE** portez **PAS** vos lentilles pendant que vous dormez, sauf autorisation expresse de votre adaptateur et selon ses directives. **NE** portez **PAS** vos lentilles au-delà du temps de port recommandé par votre spécialiste. N'utilisez **PAS** vos produits d'entretien ménager pour nettoyer vos lentilles (p. ex. désinfectants). N'utilisez **PAS** de collyre ou gouttes ophtalmiques pendant le port de vos lentilles 'sauf sur conseil de votre adaptateur'. **NE** portez **PAS** vos lentilles dans un milieu de produits / vapeurs nocifs u irritants (fermez les yeux en utilisant des aérosols p. ex. chaque pour cheveux...). Si vous êtes entré en contact avec des substances nocives ou irritantes, retirez immédiatement vos lentilles. N'utilisez **PAS** de la saive, de l'eau du robinet ou de bouteille (ou autre eau non-sterile) pour l'entretien de vos lentilles ou étui. L'usage ou le contact direct entre de l'eau non-sterile (p. ex. douche) et vos lentilles augmente le risque d'infection microbiennes. **NE** **PAS** utiliser si l'emballage est endommagé ou après la date de péremption. Les lentilles prescrites sont toujours pour un usage personnel, ne les partagez **PAS** avec d'autres. **NE** **PAS** utiliser si la lentille est endommagée. **NE** **PAS** utiliser si vous ne pouvez ou ne voulez pas suivre ces instructions.

Tout incident de santé grave lié à la lentille de contact doit être signalé immédiatement au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre européen où se trouve l'utilisateur.

Transport et conservation/stockage Utilisez toujours un étui approprié. Si vous prévoyez de ne pas utiliser les lentilles pendant une longue période, nettoyez-les soigneusement et conservez-les au sec dans un étui propre et parfaitement sec. Nettoyez à nouveau les lentilles comme indiqué dans la notice de votre produit d'entretien. Laissez les lentilles dans une solution de conservation pendant la nuit pour un meilleur confort.

Jetez les lentilles de contact avec les ordures ménagères, sauf disposition contraire de la législation locale.

EN CAS DE DOUTE, ENLEVEZ VOS LENTILLES

Les lentilles sont expédiées dans un emballage qui n'est pas destiné au stockage quotidien. La date d'expiration indiquée sur l'emballage s'applique à la solution de stockage. Les lentilles peuvent être utilisées après cette date mais doivent être désinfectées avant utilisation selon les instructions de votre solution désinfectante.

Definitie symbolen Définition Symboles Definition Symbolen	
	Medische Hulpmiddel Dispositif médical Medizinisches Gerät
	Gebruik GEEN speeksel, kraan- en/of fleswater N'utilisez PAS de la salive, de l'eau du robinet ou de bouteille Verwenden Sie KEINEN Speichel, Leitungswasser und / oder Mineralwasser
	Niet douchen/baden met lenzen Ne pas se doucher / se baigner avec des lentilles de contact Duschen / baden Sie nicht mit Kontaktlinsen
	Zwem niet met uw lenzen Ne nager pas avec vos lentilles Schwimmen Sie nicht mit Ihren Linsen
	Niet slapen met lenzen Ne pas dormir avec vos lentilles Schlafen Sie nicht mit Kontaktlinsen
	Niet gebruiken als verpakking beschadigd is Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Niet steriel product Produit non-sterile unsteriles Produkt
	Zie bijsluiter Voir la notice siehe Gebrauchsanweisung
	Opgelet Attention Beachtung
	Niet bewaren bij meer dan 30°C Ne pas conserver au dela de 30°C Nicht über 30°C aufbewahren
	Uit het zonlicht bewaren Conserver à l'abri du soleil vom Sonnenlicht fernhalten

BOS bvba - Noordlaan 24 - 8520 Kurne - Belgium

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

30°C

IFU-CMRGP-00
Rev 04 (2021-03)